

## Yoduro Potásico (KI) en sobres, 100 sobres



HI70404 es un reactivo de yoduro de potasio en polvo para su uso en valoraciones redox, entre otras. Las soluciones de valoración y los reactivos de HANNA tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos para garantizar la calidad del producto.

- Reactivo estándar
- Cierre hermético
- Sello a prueba de manipulaciones

Referencia: -

Descripción	Sobres de Yoduro Potásico
Paquete	Sobres
Cantidad	25