

Solución valorante NaOH 0,1M, 1L



HI70456 es una solución valorante de hidróxido de sodio para su uso en valoraciones ácido-base estándar. Las soluciones de valoración y los reactivos HANNA tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.

- Cierre hermético
- Reactivo Ácido-Base
- Sello a prueba de manipulaciones

Referencia: -

Hidróxido de sodio

| | |
|-------------|-----|
| Descripción | |
| Cantidad | 1 |
| Tamaño | 1 L |