

Solución "Cal-Check" para HI9813-6 25 sobres de 20ml



El HI50021P es una solución de verificaciones de calibración de primera calidad utilizada exclusivamente para el medidor portátil de pH/EC/TDS/Temp. HI9813-6. Cada bolsita tiene el número de lote y la fecha de caducidad impresa en ella y está fabricado con una película de protección ligera que garantiza la conservación de la solución.

La línea de soluciones de HANNA ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación de un sobre sin abrir. La solución HI50021P contiene 25 sobres de 20 mL de solución para verificar la calibración y funcionalidad del electrodo de pH.

- Comprobación rápida de la calibración del pH HI9813-6
- De un solo uso

Referencia: -

Descripción	Solución Cal-Check para HI9813-6
Cantidad	25 sobres
Tamaño	20 ml