

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Bromo para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Bromo se usan como método de validación y calibración del HI97716-11. Tienen un rango de trabajo de 0.00 a 10.00 mg/L y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $2.00 \pm 0.06$  mg/L (ppm) de bromo a  $25^{\circ}\text{C}$
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Bromo - HI97716-11
Rango	0.00 a 10.00 mg/L (ppm de Br).
Valor patrón estándar	$2.00 \pm 0.06$ mg/L de bromo a $25^{\circ}\text{C}$ .