

## Checker Pool Line pH (6,3 a 8,6)



El medidor de pH de bolsillo, Checker HANNA HI779, es un colorímetro digital para medir en piscinas, jacuzzis y spas el pH entre 6,5 y 8,5.

Utiliza una fuente de luz y un fotodetector que determina el pH mediante el método rojo fenol, con el mismo reactivo líquido utilizado en un fotómetro. No requiere de las calibraciones de un pHmetro, solo su verificación con el patrón certificado HI779-11

- La facilidad de un kit de pruebas químicas sin el mantenimiento de los medidores de pH tradicionales.
- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del pH
- Posibilidad de verificar la medida mediante patrón

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

El checker pH HI779, se suministra completo, con cubetas con tapa (2), reactivo líquido para 100 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso

Referencia: -

<b>Rango</b>	6.3 a 8.6 pH
<b>Resolución</b>	0.1 pH
<b>Precisión a 25 ° C</b>	±0.2 pH
<b>Fuente de luz</b>	LED @ 525 nm
<b>Método</b>	Método colorimétrico

**Tipo de Batería**      1.5V AAA