

## Solución verificación Pool Line para checker pH 6,3 a 8,6



El HI779-11 es un conjunto de verificación de calibración que permite al usuario de manera sencilla validar el *Checker Pool Line pH (6,3 a 8,6)*. Se suministra con un certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valor estándar precoloreado de 6,3 a 8,6 de cloro libre a 25°C
- Se suministra con certificado de análisis
- Reutilizable, larga vida útil

Referencia: -