

Tester pH/T^a Pool Line resolución 0,1 pH



El Tester pH/T^a Pool Line HI981074 es ideal para comprobar los niveles de pH de piscinas, jacuzzis y spas. La lectura precisa del pH es fundamental para garantizar que el cloro esté predominantemente en la forma de ácido hipocloroso en lugar de la forma de hipoclorito, que es menos eficaz para matar las bacterias. El pH ideal para una piscina está entre 7,2 y 7,4.

- Waterproof
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Calibración automática de uno o dos puntos
- Indicador de estabilidad de la medición

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

El HI981074 se suministra con un sobre de solución tampón de pH 4,01, sobres de solución tampón de pH 7,01 (2), bolsita de solución limpiadora de pH y ORP de uso general, tapa de almacenamiento/protección, pila CR2032, certificado de calidad y manual de instrucciones.

Referencia: -

Rango pH	0.0 a 14.0 pH
Resolución pH	0.1 pH
Precisión pH	±0.1 pH
Calibración pH	Automática, en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01)
Rango T ^a	0.0 a 50.0 °C
Resolución T ^a	0.1 °C

Precisión T^a

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$