

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango bajo para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Hierro de rango bajo se usan como método de validación y calibración del HI97746-11. Tienen un rango de trabajo de rango de 0 a 1.60 mg/L (ppm de Hierro) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.80 ± 0.07 mg/L de Hierro a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Hierro de rango bajo - HI97746-11
Rango	0 a 1.60 mg/L (ppm de Hierro)
Valor patrón estándar	0.80 ± 0.07 mg/L de Hierro a 25°C