

## Kit de patrones calibración \"CAL CHECK\" trazable N



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Fluoruro se usan como método de validación y calibración del HI97739-11. Tienen un rango de trabajo de 0.0 a 20.0 mg/L (ppm de fluoruros) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 10.0  $\pm$ 0.5 mg/L de fluoruros a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Fluoruros - HI97739-11
Rango	0.0 a 20.0 mg/L (ppm de fluoruros)
Valor patrón estándar	10.0 $\pm$ 0.5 mg/L de fluoruros a 25°C