

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango alto para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Fluoruro se usan como método de validación y calibración del HI97739-11. Tienen un rango de trabajo de 0.0 a 20.0 mg/L (ppm de fluoruros) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $10.0 \pm 0.5$  mg/L de fluoruros a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Fluoruros - HI97739-11
Rango	0.0 a 20.0 mg/L (ppm de fluoruros)
Valor patrón estándar	$10.0 \pm 0.5$ mg/L de fluoruros a 25°C