

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de hierro rango alto para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Hierro de alto rango se usan como método de validación y calibración del HI97721-11. Se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.50 ± 0.01 mg/L (ppm) de Hierro a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Hierro - HI97721-11
Valor patrón estándar	1.50 ± 0.01 mg/L (ppm) de Hierro a 25°C