

## Solución verificación para checker de fluoruros rango alto (0 a 20,0 ppm)



El HI739-11 es el kit de patrones estándar de calibración de alta calidad utilizados para validar la determinación de fluoruros del medidor de fluoruros Checker HI739.

El kit de calibración incluye dos cubetas selladas para realizar las mediciones y el certificado de análisis con el número de lote, valores de referencia, la fecha de expiración y la trazabilidad.

- Valor estándar de  $1.00 \pm 0.10$  ppm de fluoruro a 25°C

Referencia: -