

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Hidracina 0.0 y 1 microg/L para serie HI97



Los patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST HI97704-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI97704. Este conjunto de estándares de alta calidad se entrega con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de hidracina compatible.

- Suministrado con certificado de análisis
- Valor estándar de $100 \pm 3 \mu\text{g} / \text{L}$ de hidracina a $25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Reutilizable con larga vida útil

Referencia: -

Paquete	Estándares sellados: 0 y 100 $\mu\text{g} / \text{L}$ de hidracina
Cantidad	1 juego