

Calibración termoreactor de digestión HI839800





Servicio de calibración en hasta 2 puntos de temperatura del termoreactor HI839800, utilizando termómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado en las temperaturas de calibración.

- Puntos de temperatura de calibración: 105º v 150ºC
- Posiciones de calibración: 1 (punto de verificación).

La calibración se realizará tomando 10 medidas de temperatura en el punto de verificación del equipo HI839800 tras llegar a la temperatura de programación. A partir de las medidas realizadas se calculará la corrección e incertidumbre del equipo respecto al valor del termómetro patrón.

NOTA: La calibración del equipo no conlleva el ajuste de éste.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un plazo de entrega aproximado de 10 días.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -