

Reactivo Magnesio en agua de mar para 25 test





El kit de reactivos HI783-25 para la determinación de magnesio en agua marina con el minifotómetro Checker HI783. Estos reactivos de alta calidad, se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre.

- Rango de 1000 a 1800 ppm (mg/L de magnesio)
- Cantidad de análisis : 25 tests
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

Referencia: -

| Cantidad de análisis | para 25 medidas |
|----------------------|--|
| | |
| Método | Determinación de Magnesio mediante método Salicilato |