

Reactivo Amonio en agua de mar para 25 test



Los HI784-25 son reactivos en polvo para realizar las determinaciones de Amonio en aguas marinas con los checkers HI784. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre. Trabajan con un rango esperado de 0 a 2.5ppm (mg/L de NH₃)

- Sobres de reactivo en polvo
- Vida útil : 25 test
- Conservar en ambiente seco

Referencia: HI784-25

Envase	Sobre de reactivo en polvo
Cantidad de análisis	25
Método	Determinación de amonio mediante método salicilato