

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Níquel rango bajo HI97740-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI97740 compatible. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de bajo rango compatible con níquel.

- Suministrado con certificado de análisis
- Valor estándar de 0.500 ± 0.020 mg / L de níquel a 25 °C

Referencia: -

Paquete Estándares sellados: 0.000 y 0.500 mg / L de níquel.

Cantidad 1 juego