

Maletín Turbidez, Cloro Libre, pH y T° HI93703+ HI701 + HI98107 + HI98501



Hasta el 31/03/2024 30/06/2024, illévate este maletín por solo 860€! (precio habitual 1.020€).

Conjunto en maletín para medida de turbidez, cloro libre, pH y temperatura. Incluye:

- Turbidímetro portátil HI93703.
- Este turbidímetro cumple con el RD 487/2022 de Legionelosis.
- Medidor de bolsillo de Cloro Libre - Checker HI701.
- Medidor de bolsillo de pH - Tester HI98107.
- Termómetro compacto con sonda de penetración - Checktemp HI98501.
- Cumple con la norma UNE-ISO 17381

Este maletín se suministra también con: 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, soluciones de calibración de pH 4 (2 sobres), pH 7 (1 sobre) y de limpieza (1 sobre), manual de instrucciones de cada equipo, pilas y certificados. Además, fuera del maletín se suministran las soluciones de turbidez de 0 y 10 NTU.

Referencia: -