

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a



El kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Dureza Total HI97735-11 proporciona una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil EPA de dureza total HI97735 que cuenta con tres rangos de medición.

- Rango bajos (0 a 250 mg / L CaCO<sub>3</sub>).
- Rango medio (200 a 500 mg / L CaCO<sub>3</sub>).
- Rango altos (400 a 750 mg / L CaCO<sub>3</sub>).

Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97735.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 150 ± 5 (rango bajo), 350 ± 7 (rango medio), 550 ± 10 (rango alto) mg / L CaCO<sub>3</sub> a 25 ° C

Referencia: -