

Maletín potables y piscinas con turbidez, cloro libre y total, ácido cianúrico, alcalinidad, pH y t^a HI98713+HI971044+HI98107



Conjunto en maletín para medida de turbidez, cloro libre y total, ácido cianúrico, alcalinidad, pH y temperatura.

Incluye:

- Turbidímetro portátil HI98713.
- Fotómetro portátil (cloro libre y total, pH, ácido cianúrico, alcalinidad) HI971044.
- Medidor de bolsillo de pH y temperatura - Tester HI98107.

Este maletín se suministra también con: con patrones de calibración para el turbidímetro (0, 1, 15 y 100 NTU), 2 cubetas de medición con tapa, aceite de silicona, 5 Porta-tags, cargador de batería, soluciones de calibración pH 4 y pH 7, patrones de calibración para el fotómetro, cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test para medida de cloro Libre, 100 test para cloro total, 100 test para pH, 10 para bromo y 10 para ácido cianúrico, paño limpieza, cubetas, tijeras, pilas e instrucciones.

Referencia: -