

Verificación medidor Checker en 1 punto



Servicios de verificación de medidores de bolsillo CHECKER de HANNA instruments, con emisión de un certificado en pdf. Este servicio está indicado para la verificación de un único parámetro, en el laboratorio de HANNA instruments.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -