

## Cubeta test Fenol, 25 test



Los HI96788-25 son viales de reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de Fenoles utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Rango: 0.00 a 5.00 mg/L
- Método EPA 420.1

Referencia: -

<b>Rango</b>	0.00 a 5.00 mg/L
<b>Resolución</b>	0.01 mg/L
<b>Exactitud</b>	$\pm 0.05$ mg/L $\pm 3\%$ de lectura
<b>Longitud de onda</b>	510 nm
<b>Cubeta</b>	13 mm de diámetro
<b>Método</b>	Adaptación EPA 420.1 método 4 aminoantipirina