

Cubeta test Fenol, 25 test



Los HI96788-25 son viales de reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de Fenoles utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Rango: 0.00 a 5.00 mg/L
- Método EPA 420.1

Referencia: -