

Cubetas test Amonio NH4 ISO 23695, 25 test



Los HI96791-25 y HI96792-25 son viales de reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de Amonio utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Rango bajo: 0.000 a 2.500 mg/L (HI96791-25)
- Rango alto: 0.0 a 75.0 mg/L (HI96792-25)

Referencia: -