

Maletín Cloro Total y pH HI711 + HI98107 con reactivos en polvo



Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de Cloro Total Checker HI711 y medidor de bolsillo de pH HI98107.

- Especialmente diseñado para medidas de agua.
- Económico
- Cumple con la norma ISO 17381

Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo en polvo para 6 determinaciones, soluciones de calibración de pH 4 y 7, pilas y maletín de transporte.

Referencia: -