

Cubeta test DQO, 25 test



Este producto es exclusivamente para uso profesional, contiene sustancias peligrosas, consulte las fichas de seguridad antes de su manipulación.

Los HI93754X-25 son viales de reactivo pre-dosificado para la determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- Distintas normativas: 410 USEPA (con o sin mercurio) e ISO 15705 (con mercurio).
- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso.
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Con código de barras

Referencia: -

Rangos	Rango bajo: 0 a 150 mg/L Rango medio: 0 a 1000 mg/L ; 0 a 1500 mg/L Rango alto: 0 a 15000 mg/L Rango ultra alto: 0 a 60 g/L
Resolución	1 mg / l
Exactitud	± 15 mg / l ± 4% de lectura
Paquete	frascos
Cantidad	25
Proposición 65	ADVERTENCIA : este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el dicromato de potasio, que el estado de California sabe que causa cáncer, y el dicromato de potasio y el mercurio y los compuestos de mercurio, que el estado de California puede causar defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. .