

## Cubeta test Nitrógeno Total





Los viales HI93767 son reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica del nitrógeno total a través del método de ácido cromotrópico.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso.
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

**Paquete** Viales, botellas y paquetes.

**Cantidad** 50 (49 Pruebas)

**Rango** HI93767A-50: 0,0 a 25,0 mg/

L N (rango bajo)

HI93767B-50: 10 a 150 mg / L

N (rango alto)

**Resolución** 1 mg / l

**Exactitud**  $\pm 3 \text{ mg} / \text{Lo} \pm 4\% \text{ de la}$ 

lectura a 25 ° C, lo que sea

mayor

**Aplicaciones** Análisis de aguas, tratamiento

de aguas residuales.

**Método** método del ácido

cromotrópico