

Cubeta test Nitrógeno Total Rango : 10 a 150 mg/L N



Los viales HI93767 son reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica del nitrógeno total a través del método de ácido cromotrópico.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso.
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: HI93767B-50

Paquete	Viales, botellas y paquetes.
Cantidad	50 (49 Pruebas)
Rango	HI93767A-50: 0,0 a 25,0 mg/ L N (rango bajo) HI93767B-50: 10 a 150 mg / L N (rango alto)
Resolución	1 mg / l
Exactitud	± 3 mg / L o $\pm 4\%$ de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
Aplicaciones	Análisis de aguas, tratamiento de aguas residuales.
Método	método del ácido cromotrópico