

Multiparamétrico sobremesa (PH/ORP/Tº)



Medidor multiparamétrico modular de la Serie 6000 equipado con el módulo de pH/Redox HI6000-1 y, con electrodo de pH HI1048Y **para vino y mosto**. Posibilidad de instalar módulos para la medida de Conductividad (Estabilidad Tartárica) y Oxígeno Disuelto HI6000-3.

- **Ideal para el sector enológico.**
- Pantalla táctil de 7 pulgadas.
- Conectividad a través de wifi y ethernet.
- Iconos y símbolos para una navegación intuitiva.
- Menú de ayuda disponible en todo momento con tutoriales en video.
- Vista de hasta tres canales simultáneamente.

Referencia: -

Especificaciones generales

Lectura	Criterio estabilidad	Preciso; Medio; Rápido
	Frecuencia de muestreo	1.000 ms
Registro	Tipo	Automático; Manual; Autohold
	Nº de registros	50.000 máximo por archivo Almacena al menos 1.000.000 de puntos de datos por usuario
	Intervalo automático	1, 2, 5, 10, 30 segundos; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minutos

	ID Muestra	Modo incremental o manual
	Opción exportación	.CSV
Conectividad	USB-A	2 puertos para entrada de teclado y/o impresora o unidad flash USB
	USB-C	1 puerto para conectividad a PC y unidad flash tipo USB-C
	Wi-Fi y ethernet	Transferencia y descarga de registros (servidor web, email, FTP)
	RS232	Conexión de periféricos
Recordatorio de calibración		Diariamente: de 0 minutos a 23 horas 59 minutos Periódico: de 1 minuto a 30 días, 23 horas y 59 minutos Deshabilitado
Usuarios		Hasta 9 usuarios y la cuenta de administrador predeterminada
Fuente de alimentación		Adaptador CC 100-240 V CA a 24 V CC 2 A
Ambiente		0 a 50 °C máximo 95 % de humedad relativa sin condensación
Dimensiones / Peso		205 x 160 x 77 mm / Aproximadamente 1,2 kg

Para más especificaciones técnicas, aquí:

[OTRAS ESPECIFICACIONES](#)