

Maletín Turbidez, Cloro Total, pH y T° (HI93703+HI711+HI98107+HI98501)



**Hasta el 31/12/2025, illévate este maletín por solo 905€ (habitual 1.090€)**

Conjunto en maletín para medida de turbidez, cloro total, pH y temperatura. Incluye:

- Turbidímetro portátil HI93703. Cumple con el RD 487/2022 de Legionelosis.
- Medidor de bolsillo de Cloro Total - Checker HI711.
- Medidor de bolsillo de pH - Tester HI98107.
- Termómetro compacto con sonda de penetración - Checktemp HI98501.

**Además, también se suministra con:** 2 cubetas de medición con tapa, soluciones de turbidez de 0 y 10 NTU, reactivo líquido para 100 test de Cloro Total, 6 sobres de reactivo polvo para cloro total, soluciones de calibración de pH 4 (1 sobre), pH 7 (2 sobres) y de limpieza (1 sobre), manual de instrucciones de cada equipo, pilas y certificados.

Cumple con la norma UNE-ISO 17381

Referencia: -